

Product Deployment - Support #23496

13478 金山公卫手术室高值柜视频功能异常

2025-06-12 17:20 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-06-12
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-06-12 17:20 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-06-12 18:02 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2025-06-13 10:17 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2025-06-12 2h
- 1) 内镜室视频工控机接线排查；2) 介入和内镜更新新版吗sym3程序；3) 手术室摄像头账号异常仍使用旧版syvideo程序，更新到1.0.4.0版本使用
- #4 - 2025-06-16 10:08 - shangdavid
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #5 - 2025-06-17 15:49 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed