

海南试剂冰箱发布调试

2024-06-21 10:21 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-06-21
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
客户名称:	海南省人民医院	现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-06-21 10:21 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-06-21 10:23 - wangkay
- % 完成 从 0 变更为 20
- 6/20 试剂冰箱平板入网完成，网络adb连接检查；mrimis平台基础数据创建
- #3 - 2024-06-24 08:55 - wangkay
- % 完成 从 20 变更为 70
- 6/21
- 完成试剂冰箱客户端发布配置；问题1）人脸无法激活，Antoine沟通厂商需在线操作，待后续操作；2）人员无法登录问题，发布文档未涉及Shaogen解决
- #4 - 2024-06-25 13:31 - wangkay
- 6/24 试剂联调流程内容整理
- #5 - 2024-06-27 18:47 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #6 - 2024-07-11 11:36 - wangkay
- 7/9
- SPD经理不同意在正式环境联调，待现场了解情况后回复：1）不做正式环境联调，直接在正式库等待上线；2）发布整套试剂测试环境，在测试环境上联调
- #7 - 2024-07-22 13:03 - wangkay
- 关闭
- #8 - 2024-07-22 13:03 - wangkay
- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed
- #9 - 2024-07-23 14:03 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed