

QA Daily - Task #16426

瑞金试剂新接口

2024-08-12 09:10 - 韩晓真 (Hyojin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-08-15
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-08-30
指派给:	韩晓真 (Hyojin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	109.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	试剂冰箱

描述

子任务:	
Bug # 16595: 怡道试剂新流程介绍	Closed
Bug # 16634: 瑞金试剂-怡道新流程-提测demo	Closed
Bug # 16635: 瑞金试剂-怡道新流程 - review	Closed
Bug # 16636: 瑞金试剂怡道接口提测demo	Closed
Bug # 16678: 熟悉试剂怡道接口文档+沟通	Closed
Bug # 16679: 试剂怡道接口测试点编写	Closed
Bug # 16736: 瑞金试剂怡道接口测试环境部署+测试	Closed
Bug # 16945: 试剂冰箱修改双门冰箱开门逻辑测试	Closed
Bug # 16989: 试剂冰箱修改双门冰箱开门逻辑 - review	Closed
Bug # 17067: 试剂冰箱原流程回归硬件环境确认	Closed
Bug # 17228: 怡道接口相关文档整理	Closed
Bug # 17353: 瑞金怡道接口发布组training	Closed
Bug # 17441: 瑞金怡道接口现场问题沟通	Closed
Bug # 17593: 瑞金怡道现场测试支持	Closed

历史记录

#1 - 2024-08-12 09:18 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-10-15 09:14 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2024-10-15 09:14 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#4 - 2024-10-31 10:58 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed