

12114-试剂冰箱-血液组试剂冰箱出现窜读

2025-01-09 09:22 - jinking

状态:	Closed	开始日期:	2025-01-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	jinking	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			
12114-试剂冰箱-血液组试剂冰箱出现窜读			

历史记录

#1 - 2025-01-09 09:24 - jinking

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-01-09 09:25 - jinking

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2025-01-09 09:27 - jinking

1/8
需要生产给厂商的demo测试柜子耗材的读取

#4 - 2025-01-13 10:31 - jinking

1/10
现场测试有串读，生产说串读没办法避免，只能通过调整rssi来过滤

#5 - 2025-01-13 11:07 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#6 - 2025-01-13 14:37 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed