

Product Deployment - Support #20437

12191-试剂冰箱-血液组双门冰箱测试出现窜读

2025-01-16 15:58 - jinking

状态:	Closed	开始日期:	2025-01-16
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	jinking	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			
12191-试剂冰箱-血液组双门冰箱测试出现窜读			

历史记录

#1 - 2025-01-16 15:59 - jinking

- 状态 从 New 变更为 To Be Closed

#2 - 2025-01-21 16:59 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed