

Product Deployment - Support #22679

13182-试剂冰箱-领用提示放入18个耗材

2025-05-08 09:21 - jinking

|                        |         |          |            |
|------------------------|---------|----------|------------|
| 状态:                    | Closed  | 开始日期:    | 2025-05-08 |
| 优先级:                   | Normal  | 计划完成日期:  |            |
| 指派给:                   | jinking | % 完成:    | 0%         |
| 类别:                    |         | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本:                  |         | 耗时:      | 1.75 小时    |
| 客户名称:                  |         | 现场FSW统计: | 是          |
| 关键字:                   |         | 产品名称:    | 无          |
| 描述                     |         |          |            |
| 13182-试剂冰箱-领用提示放入18个耗材 |         |          |            |

历史记录

- #1 - 2025-05-08 09:21 - jinking
- 状态 从 *New* 变更为 *Resolved*
- #2 - 2025-05-08 09:21 - jinking
- 状态 从 *Resolved* 变更为 *In Progress*
- #3 - 2025-05-12 10:27 - jinking
- 状态 从 *In Progress* 变更为 *Feedback*
- #4 - 2025-05-12 14:02 - jinking
- 状态 从 *Feedback* 变更为 *To Be Closed*
- #5 - 2025-05-13 10:59 - admindev
- 状态 从 *To Be Closed* 变更为 *Closed*