

Product Deployment - Support #23169

调休一个小时

2025-05-29 09:18 - jinking

状态:	Closed	开始日期:	2025-05-29
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	jinking	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			
13340-天津中医药大学附一-介入室高值柜横柜、竖柜天线功率调整到29			

历史记录

#1 - 2025-05-29 09:18 - jinking

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-05-29 09:45 - jinking

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#3 - 2025-05-29 09:45 - jinking

- 主题 从 13340-天津中医药大学附一-介入室高值柜横柜、竖柜天线功率调整到29 变更为 1

#4 - 2025-06-03 10:33 - jinking

- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#5 - 2025-06-03 10:33 - jinking

- 主题 从 1 变更为 调休一个小时

#6 - 2025-06-03 10:41 - wangkay

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#7 - 2025-06-04 10:13 - jinking

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#8 - 2025-06-04 15:58 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed