

Product Deployment - Support #23671

13557 金山公卫介入心内科高值柜取消自动退出功能

2025-06-20 15:51 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-06-20
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-20 15:51 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-06-20 17:59 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2025-06-20 18:01 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-06-20 0.5h 1) 金山公卫介入心内科高值柜取消自动退出功能

#4 - 2025-06-23 10:36 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2025-06-23 11:07 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed