

养志康复医院现场换线远程支持

2025-06-25 09:49 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-06-25
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-25 09:49 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-06-25 16:58 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2025-06-26 10:17 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-06-25 1.5h 1) 养志康复医院现场换线远程支持，高值柜功能运行测试，视频监控配置

#4 - 2025-06-27 10:53 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2025-06-30 10:22 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed